



Profile® PUR Liner



Cura del liner:
almeno una volta al giorno



Codice articolo	6Y510		
Caratteristiche	preformato anatomicamente, buona distribuzione della pressione		
Attacco distale	senza		
Rivestimento in tessuto	con (-5) o senza		
Design invasatura	a contatto totale secondo il principio Harmony		
Misura circonferenza 4 cm dalla distale (a)	Lunghezza del moncone dal centro del ginocchio (b)		
	75 mm	125 mm	175 mm
200 mm	•		
210 mm		•	•
225 mm	•		
235 mm		•	•
250 mm	•		
260 mm		•	•
275 mm	•		
285 mm		•	•
300 mm	•		
310 mm		•	•
325 mm	•		

Codice articolo (esempio d'ordine):

Codice articolo = Misura x Lunghezza

6Y510 = 210 x 125